

Samson & Delilah

by SIGVARIS

Spremnost i energičnost tokom čitavog dana



Samson & Delilah 330 DEN i 330 DEN pamučne

Samson & Delilah - udobne i jednostavne za održavanje; svestrane čarape nude vam sve prednosti precizno izrađenih preventivnih čarapa, koje rasterećuju vaše vene i obezbeđuju osećaj udobnosti.

Zahvaljujući svom jakom i kvalitetnom sastavu nude vam mogućnost da stojite čvrsto na nogama i s lakoćom provedete dan. Zahvaljujući upotrebi različitih kombinacija pletenja, Samson & Delilah, sa ili bez pamuka, biće vaš favorit.

Mogućnost izbora između šest različitih boja, kombinovanih po vašem ukusu, ispuniće svaku vašu želju.

- intenzivna graduisana potpora
- otporne zbog specifične strukture pletenja (330 DEN)
- vazdušaste i nežne pri koži (330 DEN pamučne)

Boje i veličina

Veličina obuće	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 44	44 - 46
	1	2	3	4	5

Oblik	Boje	00 10 12 17 11 99					
		bela	marinsko plava	antracit	bež	braon	crna
A-D Dokolenice		•	•	•	•	•	•

Saveti za zdravlje i vitalnost vaših nogu

- Za zdrave i lepe noge uvek nosite preventivne čarape SIGVARIS i pridržavajte se sledećih saveta:
- Pijte dosta tečnosti tokom dana i hranite se vlaknastom hranom. Vaše telo će vam biti zahvalano.
- Održavajte idealnu telesnu težinu i izbegavajte masnu hranu.
- Vežbama, šetnjom i plivanjem učvrstićete mišice i ojačati vene.
- Izbegavajte dugotrajno stajanje i sedenje; tesnu odeću i obuću; vruće kupke i preterano izlaganje suncu.
- Bavite se sportom- hodanje, plivanje, biciklizam, ples, džoging...

THROMBO antiembolijske čarape



Efikasna preventiva koja smanjuje rizike nastanka tromboze, kod hospitalizovanih pacijenata, pre, u toku i posle operacije. Posebno su korisne kod hirurških intervencija u abdominalno-karličnom predelu; ginekološkim, urološkim, ortopedskim operacijama kod preloma i povreda donjih ekstremiteta kao i kod ograničene pokretljivosti.

Kompresija u nivou gležnja je 18 mmHg i prema preponama se postepeno smanjuje, što deluje antiembolijski. Čarape su meke, nežne, ne spadaju i jednostavne su za oblačenje. Imaju ojačanu petu i otvor za pregled. Dostupne su u tri modela u izradi sa otvorenim prstima. Možemo ih prati na temperaturi od 95°C.



Veličina	cB	cD	cG
Small	19 - 23 cm	do 38 cm	do 60 cm
Medium	23 - 26 cm	do 42 cm	do 68 cm
Large	26 - 29 cm	do 46 cm	do 76 cm

Dužina	LD (L)	LG (L)
Short	do 37 cm	do 70 cm
Long	38 cm i više	71 cm i više

c - obim L - dužina



TRAVENO čarape za duga putovanja



- Efikasna preventiva protiv DVT (duboka venska tromboza) koju potvrđuje klinička studija LONGFLIGHT 4 (Concorde – SIGVARIS TRAVENO stockings in long flights /Angiology 2003/
- Intenzivna, pravilno graduisana potpora (18 mmHg) poboljšava protok krvi, sprečava nastanak edema i DVT.
- "Meryl Skinlife" tkanina sa mikrovlaknima "diše" i čuva prirodnu bakterijsku floru kože, sprečava neprijatan miris i alergije
- Posebno tkanje i rebrasta struktura sprečavaju klizanje i nabiranje.
- Neverovatno mek dodir, ravni šavovi i mek završetak kod prstiju omogućavaju optimalnu udobnost, čak i za veoma osetljive noge. Medicinski efikasne, kvalitetne, moderne i praktične dokolenice za muškarce i žene koji putuju.

Veličina obuće	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47
	1	2	3	4	5	6



Oblik	Boje	10 12 17 99			
		marinsko plava	antracit	bež	crna
A-D Dokolenice		•	•	•	•

SIGVARIS

Preventivne čarape za vene



Delilah

by SIGVARIS

Potpورا, moderan izgled i vitalnost za vaše noge

Delilah vam nudi više od same potpore. Precizno određen kompresivni profil obezbeđuje bolju cirkulaciju u vašim nogama. Kao rezultat, ne samo da ćete imati bolji osećaj u nogama, već će noge izgledati lepše. Delilah čarape spadaju u sam vrh modernih preventivnih čarapa.

Birajte između elegantne čarape providnog izgleda i finog sjaja (70 den – glatke) ili se odlučite za čvršću potporu i odgovarajuću prozračnost zahvaljujući mrežastom pletenju (70 i 140 den).

DELILAH 70 DEN - glatke

- Srednje jaka, graduisana potpora (od 12 do 15 mmHg)
- Transparentnost (providnost) i elegancija
- Nežan materijal za ugodan osećaj
- Inovativan, čipkast, samoprijanjajući rub (samostojeće)
- Mogućnost izbora šest atraktivnih boja
- Glatko pletena struktura



DELILAH 140 DEN - mrežaste

- Jaka (140 den) graduisana potpora (15 do 18 mmHg)
- Elegantan izgled i nežan materijal za ugodan osećaj
- Inovativan čipkast samoprijanjajući rub (samostojeće)
- Mogućnost izbora između šest atraktivnih boja
- Mrežasto pletenje



Modeli i boje

		crna	antracit	karamel	bež	marinško plava	čokolada	svetlo siva	mauve	krem
		99	12	25	36	10	24	16	29	38
A-D Dokolenice	70 DEN glatke	•	•	•	•	•	•			
	140 DEN mrežaste	•	•	•	•			•	•	•
A-G Samostojeće	70 DEN glatke	•	•	•	•	•	•			
	140 DEN mrežaste	•	•	•	•			•	•	•
A-T Hulahopke	70 DEN glatke	•	•	•	•	•	•			
	140 DEN mrežaste	•	•	•	•			•	•	•
A-T Hulahopke Plus	70 DEN glatke	•	•	•	•	•	•			
	140 DEN mrežaste	•	•	•	•			•	•	•
A-T Hulahopke za trudnice	70 DEN glatke	•	•	•	•	•	•			
	140 DEN mrežaste	•	•	•	•			•	•	•

Veličine

Veličina obuće	
35 – 37	1
38 – 39	2
40 – 41	3
42 – 44	4

	Telesna visina (cm)	Težina (kg)															
		40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82	
A-D Dokolenice	150				1+			2+									
A-G Samostojeće	150-152										3+						
A-T Hulahopke	153-155	1						2/3					4+				
	156-158																
A-T Hulahopke Plus	159-161					2					3/4				5+		
	162-164																
A-T Hulahopke za trudnice	165-167				1/2					3							
	168-170												4				
	171-173							2/3							5		
	174-176																
	177-179																
	> 180									3/4					4/5		

Delilah hulahopke za trudnice

Preventivne kompresivne čarape vrhunskog kvaliteta namenjene posebno trudnicama, koje sa pravilno stepenovanom kompresijom (15 - 18 mmHg) ublažavaju tegobe, kao što su umorne i otečene noge, osećaj mravinjanja u nogama, kao i noćni grčevi. Dokazano su medicinski efikasne i deluju kao preventiva protiv duboke venske tromboze. Možemo birati između finih, elegantnih čarapa providnog (transparentnog) izgleda (70 den - glatke) ili mrežastog tkanja za jaču kompresiju (140 den - mrežaste).



A-T Hulahopke za trudnice



Ni dana bez čarape

Ne nosite bilo kakve čarape, već pružite vašim nogama ono što zaslužuju: samo najbolje! Izaberite Delilah, Samson & Delilah ili Traveno SIGVARIS i dan će biti vaš čak i pre nego što započne. SIGVARIS preventivne čarape će vam biti od velike koristi. Graduisana potpora vrhunskog kvaliteta i modernog dizajna, koja stimuliše cirkulaciju krvi i otklanja osećaj teških nogu u svakodnevnom aktivnostima. Sprečite venska oboljenja redovnim nošenjem preventivnih čarapa tokom trudnoće, dugih putovanja, dugotrajnog sedenja ili stajanja ili ukoliko već imate genetsku predispoziciju za nastanak venskih tegoba.

diaFIT

Zastupnik za Srbiju:

Diafit International d.o.o., Resavska 67, 11 000 Beograd
 Tel.: 011/41 40 880, Tel./Fax: 011 361 3641, Mob.: 069 361 3641
 E- mail: office@diafit.com
www.diafit.rs

SIGVARIS čarape možete kupiti u apotekama i specijalizovanim prodavnicama za pomoćna medicinska sredstva.